



## FRANÇAIS

# amoreSa osian one

Les boules chinoises Amoressa OSIAN sont recouvertes de 100 % silicone de haute qualité. Elles ont un design élégant de trois couleurs, ainsi qu'un toucher velouté incomparable et très confortable. OSIAN ONE est le complément idéal d'entraînement du plancher pelvien, notamment pour les femmes débutantes et/ou souffrant d'inclinaisons de la matrice. Elles s'introduisent comme un tampon et comme ce dernier, les boules OSIAN ONE sont pratiquement invisibles. Pendant les mouvements quotidiens, les rotations constantes et silencieuses à l'intérieur du vagin génèrent des contractions musculaires involontaires qui renforcent la musculature du plancher pelvien.

OSIAN ONE aide à tonifier les muscles du plancher pelvien responsables du plaisir sexuel et un poids parfaitement dosé afin de garantir une session sensationnelle d'entraînement du plancher pelvien, afin d'atténuer l'incontinence, intensifier l'orgasme et, par conséquent, améliorer la santé sexuelle. Pour des résultats plus efficaces, il est recommandé d'effectuer des sessions de courte durée et de manière régulière (max. 15 min). Une fois que vous avez renforcé les muscles de votre plancher pelvien avec OSIAN ONE, vous pouvez continuer le traitement en utilisant OSIAN TWO et THREE. Les boules Amoressa sont complètement lisses, ce qui facilite l'insertion et produit une sensation de confort. Faciles à utiliser et à nettoyer, c'est un choix parfait pour une santé impeccable des muscles pelviens.

- Structure 100 % en silicone hypoallergénique.
- Poids : 51 gr.
- Dimensions : diamètre de 34 mm.
- Une fois que les boules sont

introduites, vos muscles pelviens commenceront à travailler en essayant de maintenir les boules en place.

- La rotation de la boule à l'intérieur du vagin stimule et renforce les muscles du plancher pelvien pendant les mouvements de la vie quotidienne.
- Augmente la sensibilité pendant l'acte sexuel, aussi bien celle des FEMMES que celle des HOMMES !
- Les sage-femmes et les gynécologues les recommandent comme méthode de récupération du plancher pelvien après l'accouchement.
- Augmente les résultats de la gymnastique après accouchement.
- Empêche l'incontinence urinaire et le décollement placentaire.
- Presque invisible

### CONSEILS D'UTILISATION

Amoressa recommande d'utiliser des lubrifiants à base d'eau pour faciliter l'utilisation et l'insertion de tous les produits en silicone. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, d'huiles ou de crèmes contenant des produits en silicone, étant donné qu'ils peuvent dégrader le matériel, limiter son fonctionnement et sa durée de vie.

### NETTOYAGE

Nettoyez de manière approfondie le jouet avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et du savon au pH neutre.

### STOCKAGE

Rangez les boules Osian d'Amoressa dans un lieu sans poussière et maintenez-les hors de portée d'autres jouets fabriqués avec des matériaux similaires (TPR, PVC jelly, etc.). Évitez de les exposer à la lumière du soleil et à des températures très hautes.

## DEUTSCH

# amoreSa osian one

Die Amoressa OSIAN Liebeskugeln sind mit einer Hülle aus 100% hochwertigem Silikon überzogen. Sie haben ein elegantes Design in drei Farben und ein unvergleichliches samtig-weiches und angenehmes Gefühl.

OSIAN ONE ist das ideale Mittel, um den Beckenboden zu trainieren, insbesondere für Anfängerinnen und/oder Frauen mit abgesenkter Gebärmutter. OSIAN ONE wird wie ein Tampon eingeführt und ist ebenso wie dieses kaum wahrnehmbar. Während der täglichen Bewegungen lösen die ständigen leisen inneren Drehungen Muskelkontraktionen aus, die die Beckenbodenmuskulatur stärken.

OSIAN ONE hilft dabei, die für die sexuelle Freude verantwortlichen Muskeln des Beckenbodens zu trainieren. Ihr Gewicht ist perfekt für ein sensationelles Beckenbodentraining abgestimmt, um Inkontinenz zu lindern, Orgasmen intensiver zu machen und so die sexuelle Gesundheit zu verbessern.

Für eine bessere Wirksamkeit werden kurze aber regelmäßige Anwendungen empfohlen (max. 15 Min.). Wenn die Beckenbodenmuskulatur dank OSIAN ONE gestärkt ist, kannst du die Behandlung mit OSIAN TWO und THREE fortführen.

Die Amoressa Kugeln haben eine absolut glatte Oberfläche, wodurch sie leicht einzuführen sind und sich angenehm anfühlen. Leicht zu nutzen und reinigen. Die perfekte Wahl für eine optimale Gesundheit der Beckenmuskulatur.

- Struktur aus 100% hypoallergemem Silikon.
- Gewicht: 51 g
- Maße: Durchmesser von 34 mm
- Nach dem Einführen fangen deine

Beckenbodenmuskeln an zu arbeiten und versuchen, die Kugeln an ihrer Stelle zu halten.

- Die Rotation der Kugel im Inneren stimuliert und stärkt die Beckenbodenmuskulatur bei alltäglichen Bewegungen.
- Steigert die Empfindungen beim Sex, sowohl für die FRAU als auch für den MANN!
- Hebammen und Gynäkologen empfehlen sie zur Regeneration des Beckenbodens nach der Entbindung
- Verbessert die Ergebnisse postnataler Übungen
- Beugt Inkontinenz und dem Absinken der Gebärmutter vor
- Fast nicht wahrnehmbar

### GEBRAUCHSHINWEISE

Für einen einfachen Gebrauch und leichtes Einführen empfiehlt Amoressa bei allen Silikonprodukten die Verwendung von Gleitmitteln auf Wasserbasis. Keine Gleitmittel auf Silikonbasis, Öle oder Cremes zusammen mit Silikonprodukten verwenden, da diese das Material angreifen und somit die Funktionsweise und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen können.

### REINIGUNG

Reinige das Toy gründlich vor und nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife.

### AUFBEWAHRUNG

Bewahre die Osian Kugeln von Amoressa an einem staubfreien Ort auf und vermeide den Kontakt mit anderen Spielzeug aus unterschiedlichen Materialien (TPR, PVC Jelly etc.). Setze sie nicht dem Sonnenlicht und extrem hohen Temperaturen aus.

## ITALIANO

# amoreSa osian one

Le palline vaginali Amoressa OSIAN sono ricoperte al 100% di silicone di alta qualità. Presentano un design elegante con tre colori, una soffice superficie vellutata unica e molto confortevole.

OSIAN ONE è l'accessorio ideale per l'allenamento del pavimento pelvico, speciale per donne principianti e/o con inclinazioni della matrice. Si inserisce come un assorbente interno e, allo stesso modo, OSIAN ONE è quasi impercettibile. Durante i movimenti quotidiani, le costanti e silenziose rotazioni interne generano contrazioni muscolari involontarie che rafforzano la musculatura del pavimento pelvico.

OSIAN ONE aiuta a tonificare i muscoli del pavimento pelvico, responsabili del piacere sessuale, ha un peso perfettamente dosato che garantisce una sensazionale sessione di allenamento del pavimento pelvico, per attenuare l'incontinenza, intensificare l'orgasmo e di conseguenza, migliorare la salute sessuale.

Per una maggiore efficacia, si consigliano sessioni di breve durata e regolari (max. 15 minuti). Una volta che si sia rinforzata la musculatura del pavimento pelvico con OSIAN ONE, si può continuare il trattamento utilizzando OSIAN TWO e THREE.

Le palline Amoressa sono completamente lisce, favoriscono l'insertione e producono una sensazione di comfort. Facili da usare e pulire, sono una scelta perfetta per una salute impeccabile dei muscoli pelvici.

- Struttura 100% in silicone ipoallergenico
- Peso: 51 gr

- Dimensioni: diametro di 34 mm
- Una volta che siano dentro di te, i tuoi muscoli pelvici inizieranno a lavorare cercando di mantenere le palline al loro posto.
- La rotazione della pallina all'interno, stimola e rafforza la musculatura del pavimento pelvico durante i movimenti tipici della vita quotidiana...
- Aumenta la sensibilità durante il sesso, sia delle DONNE che degli UOMINI!
- Ostetriche e ginecologi le consigliano come metodo di guarigione del pavimento pelvico dopo il parto.
- Aumenta i risultati della ginnastica post-parto.
- Previene l'incontinenza urinaria e il prolasso uterino
- Quasi impercettibile

### CONSIGLI DI UTILIZZO

Amoressa consiglia l'utilizzo di lubrificanti a base di acqua per un facile utilizzo e inserimento di tutti i prodotti in silicone. Non usare lubrificanti a base di silicone, oli o creme con prodotti in silicone, dato che possono rovinare il materiale, limitando il suo funzionamento e la sua vita utile.

### PULIZIA

Pulire a fondo il giocattolo prima e dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone neutro.

### CONSERVAZIONE

Conservare le palline Osian di Amoressa in un luogo senza polvere e tenerlo fuori dal contatto con altri giocattoli realizzati con diversi materiali (TPR, PVC jelly, ecc.). Evitare di esporlo alla luce del sole e a temperature molto alte.

## PORTUGUÉS

# amoreSa osian one

As bolas chinesas Amoressa OSIAN são totalmente revestidas de silicone de alta qualidade. Com um design elegante em três cores, bem como um incomparável tato aveludado, suave e muito cómodo.

OSIAN ONE é o acessório ideal para o treino do pavimento pélvico, especialmente para mulheres principiantes e/ou com inclinações da matriz. As bolas OSIAN ONE são introduzidas como um tampão, sendo também quase impercíveis. Durante os movimentos quotidianos, as rotações interiores constantes e silenciosas geram contrações musculares involuntárias, que fortalecem a musculatura do pavimento pélvico.

OSIAN ONE ajuda a tonificar os músculos do pavimento pélvico responsáveis pelo prazer sexual, tendo um peso totalmente otimizado, de modo a garantir sessões de treino do pavimento pélvico sensacionais, atenuando assim a incontinência, intensificando o orgasmo e melhorando, por conseguinte, a saúde sexual.

Para uma maior eficácia, recomendamos sessões curtas e regulares (no máx. 15 min). Quando tiver fortalecido a musculatura do pavimento pélvico com as OSIAN ONE, poderá dar continuidade ao tratamento com a utilização das OSIAN TWO ou THREE.

As bolas Amoressa são completamente lisas, facilitando assim a inserção e proporcionando uma sensação de conforto. Além disso, são fáceis de utilizar e limpar, sendo a escolha ideal para manter os músculos pélvicos em perfeita saúde.

- Fabricadas em 100% de silicone ipoalergénico
- Peso: 51gr
- Medidas: diâmetro de 34 mm

• Uma vez inseridas as bolas, os seus músculos pélvicos começarão a trabalhar, tentando manter as bolas no sítio

- A rotação da bola no interior estimula e fortalece a musculatura do pavimento pélvico durante os movimentos próprios da vida quotidiana
- A sensibilidade durante o sexo será aumentada, tanto para as MULHERES, como para os HOMENS!
- Parteiros e ginecologistas recomendam-nas como método de recuperação do pavimento pélvico no período pós-parto
- Reforço dos resultados da ginástica pós-parto
- Prevenção contra a incontinência urinária e o prolapso uterino.
- Quase impercíveis

### CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

A Amoressa recomenda a utilização de lubrificantes à base de água para uma utilização e inserção simplificadas de todos os produtos à base de silicone. Não devem ser utilizados lubrificantes à base de silicone, uma vez que poderão danificar o material, pondo em causa o seu bom funcionamento e reduzindo a sua vida útil.

### LIMPEZA

Limpe o brinquedo antes e depois de cada utilização a fundo, com água morna e sabão neutro.

### ARMAZENAMENTO

Armazene as bolas Osian da Amoressa num local livre de pó e mantenha-as fora de contacto com outros brinquedos fabricados noutros materiais (TPR, PVC jelly, etc.). Evite expô-las à luz solar e a temperaturas muito elevadas.